

Perforated Seal for Capillary Sequencers

Sheets, 137 x 77 mm, Pierceable & Peelable
Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Stück
Artikel-Nr.: 600218 | Biozym

144,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis +110°C
Art der Folie: transparent
Eigenschaften: vorperforiert
Folienformat: Blätter
Kategorie: Adhäsive Folie
pierceable / peelable: peelable, pierceable
Verpackung: 100 Stück

Piercable Adhesive Plate Seal

Sehr starker, transparenter Seal Film, jedoch verfügt der Bereich über der Probe über 2 Trennschnitte. Hierdurch können die Probe oder Teile davon leicht entnommen werden. Unter der Trennschnitt Sektion befindet sich zudem kein Adhäsiv, wodurch das Risiko einer Probenverschmutzung minimiert wird. Geeignet für Probenapplikationen und Probenrückgewinnungen sowie Kapillar Sequenzer.