

Adhesive Clear qPCR Seal

Sheets, 140 x 77 mm, Peelable
Anwendungstemperatur: -70°C bis +100°C



100 Stück
Artikel-Nr.: 600238 | Biozym

149,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS
Anwendungsbereich: -70°C bis +100°C, Real-Time PCR
Art der Folie: transparent
Folienformat: Blätter
Kategorie: Adhäsive Folie
pierceable / peelable: peelable
Verpackung: 100 Stück

Optisch sehr klarer Film für qPCR und andere Fluoreszenz Applikationen Geeignet auch für Standard PCR und Probenaufbewahrung