


EasyPhor Midi Kamm, 1+1 Zähne, 1.5 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 540 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615117 | Biozym

36,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anzahl Zähne: 1+1

Eigenschaften:Kamm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Materialstärke: 1.5 mm

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Midi Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Kämme für EasyPhor Midi-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
 - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 7 - 270 µl)
 - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 10 - 360 µl)
 - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 15 - 540 µl)
 - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 20 - 720 µl)
- Auch kundenspezifische Kamm-Konfigurationen (z.B. mit Beladungshilfe siehe Abbildung) möglich