

EasyPhor PAGE Mini Kapillarelektrophorese Einheit

10x10 cm, Tank, Deckel, Glaskapillaren, Kühlpack



1 Stück

Artikel-Nr.: 615556 | Biozym

705,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Kapillarelektrophoresekammer

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Produktlinie: EasyPhor V

Produkttyp: PAGE Mini Kapillarsystem

Verpackung: 1 Stück

Die Daten:

- Mini-System (10 x 10 cm) mit Tank und Deckel
- Für 10 Proben
- Inklusive Glaskapillartubes
- Inklusive Blanking Ports
- Inklusive Kühlpack

Technische Spezifikationen:

- Kammer Abmaße (B x L x H): 19 x 13 x 15 cm
- Maximale Probenkapazität: 10 Tubes
- Puffervolumen: Minimum 250 ml, Maximum 1200 ml