

## EasyPhor Elektro-Wet Blot Mini, 10x10

Stand Alone Blotting System  
inkl. 5 Kassetten, 12 Fasermatten (Pads)



1 Stück  
Artikel-Nr.: 615895 | Biozym

**780,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Stand Alone Blotting System, nicht kombinierbar mit EasyPhor PAGE Systemen

**Format:** 10 x 10 cm

**Kategorie:** Blotting

**Produktlinie:** EasyPhor B

**Produkttyp:** Elektro-Wet Blot Mini System

**Verpackung:** 1 Stück

#### Die Vorteile:

- Ideal für Western Blots der Größe 10 x 10 cm
- Bis zu 5 Blots können parallel bearbeitet werden
- Aufklappbare Blotting Kassetten für einfache Handhabung
- Geeignet für Gele von 0.25 - 3 mm Stärke
- Uniformes elektrisches Feld
- Während des Laufes kann ein Magnetrührer zur gleichmäßigen Pufferverteilung (pH, Temperatur) benutzt werden
- Inklusive Kühlpack

#### Technische Spezifikationen:

- Geräteabmessungen: (B x L x H): 19 x 13 x 19 cm
- Maximale Probenkapazität: 5 Blots à 10 x 10 cm
- Puffervolumen: zwischen 1000 ml und 1500 ml