


Clear Heat Seal 3730, perforierte Sheets

78 mm x 125 mm, Pierceable
Anwendungstemperatur: -20°C bis +80°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1000 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: 600038 | Biozym

424,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis +80°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Verpackung: 1000 Stück (Sheets)

Dünnere Sealing Film, für ABI Sequencer geeignet, für PCR, qPCR Imaging, Fluoreszenz-Detektion und colorimetrische Assays

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: nicht peelbar, gute optische Klarheit, etwas chemische Resistenz
- Applikationen: empfohlen für ABI 3730 Sequenzer, da sehr leicht piercebar
- Pierce Qualität: Ja