

Schraubverschlüsse, farblich gemischt

mit Dichtring & Befestigungsschlaufe
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 710728 | Biozym

43,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Deckel: mit Dichtring & Befestigungsschlaufe

Farbe: gemischt

Kategorie: Schraubverschlüsse

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Passende Schraubverschlüsse für die Biozym Probenröhrchen aus dem Artikelnummernbereich 710690 bis 710709, Schraubverschlüsse mit eingelegtem Dichtring. Mit Befestigungsschlaufe

Die Probenröhrchen und passenden Schraubverschlüsse im Überblick finden Sie in der PDF Datei im Reiter Download

Alle Deckel sind zertifiziert DNA-, DNase- und RNasefrei

Alternative zu Art.-Nr.: 710048 (farblich gemischt)