

OneTouch Tips 10 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 e-dek Racks à 96 Tips
Artikel-Nr.: 790014 | Biozym

69,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	OneTouch
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 e-dek Racks à 96 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Maximal Volumen Spitze: 20 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 45,34 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.38 mm
- Graduierungen bei 1µl, 5µl, 10µl

Pipettenspitze passend für folgende Pipetten:

- Biohit mLine 3µl, 10µl, 8-und12-Kanal 10µl

- Biohit Proline 2.5µl, 10µl, 8-und 12-Kanal 10µl
- Biohit Proline Plus 3µl, 10µl, 8-und 12-Kanal 10µl
- Eppendorf Research 10µl
- Eppendorf Research Plus 10µl
- Eppendorf Reference 10µl
- Gilson Pipetman 2µl, 10µl
- Labsystems Finnpipette 2µl, 10µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 2µl, 10µl