


## OneTouch Filter Tips 10 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 e-dek Racks à 96 Tips  
Artikel-Nr.: 790018 | Biozym

**106,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	OneTouch
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 e-dek Racks à 96 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Maximal Volumen Spitze: 20 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 45,34 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.38 mm
- Graduierungen bei 1µl, 5µl, 10µl

#### Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- Eppendorf Research 10µl

- Eppendorf Research Plus 10µl
- Eppendorf Reference 10µl
- Gilson Pipetman 2µl, 10µl
- Labsystems Finnpipette 2µl, 10µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 2µl, 10µl
- Sartorius/Biohit mLine 3µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Sartorius/Biohit Proline 2.5µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 3µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl