

## OneTouch Tips 330 µl

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Tips  
Artikel-Nr.: 790042 | Biozym

**61,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	350 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	OneTouch
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Tips

#### Pipettenspitze passend für folgende Pipetten:

- Eppendorf Research 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research Plus 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Reference 20µl, 100µl, 200µl
- Gilson Pipetman 20µl, 100µl, 200µl
- Labsystems Finnpipette 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Sartorius/Biohit mLine 20µl, 100µl, 200µl
- Sartorius/Biohit Proline 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 20µl, 100µl, 200µl