

OneTouch Tips 330 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 e-dek Racks à 96 Tips
Artikel-Nr.: 790044 | Biozym

69,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	350 µl
Pipettenspitzen Linie:	OneTouch
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 e-dek Racks à 96 Tips