


OneTouch Filter Tips 330 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Tips
Artikel-Nr.: 790047 | Biozym

101,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	350 µl
Pipettenspitzen Linie:	OneTouch
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Maximal Volumen Spitze: 330 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 58,80 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.46 mm
- Graduierungen bei 50µl, 100µl, 200µl

Filterspitze passend für

- Biohit mLine 20µl, 100µl, 200µl
- Biohit Proline 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Biohit Proline Plus 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research Plus 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Reference 20µl, 100µl, 200µl
- Gilson Pipetman 20µl, 100µl, 200µl
- Labsystems Finnpipette 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl, 50µl, 100µl, 200µl