

## OneTouch Tips 1250 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

12 e-dek Racks à 64 Tips  
Artikel-Nr.: 790054 | Biozym

**69,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	OneTouch
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	12 e-dek Racks à 64 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Maximal Volumen Spitze: 1.250 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 102,24 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.81 mm
- Graduierungen bei 200µl, 500µl, 1000µl

Pipettenspitze passend für

- Biohit mLine 1000µl

- Biohit Proline 1000µl
- Biohit Proline Plus 1000µl
- Eppendorf Research 1000µl
- Eppendorf Research Plus 1000µl
- Eppendorf Reference 1000µl
- Gilson Pipetman 1000µl
- Labsystems Finnpipette 1000µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 1000µl