


OneTouch Filter Tips 1250 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

8 Racks à 96 Tips
Artikel-Nr.: 790057 | Biozym

101,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	OneTouch
Sterilität:	steril
Verpackung:	8 Racks à 96 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Maximal Volumen Spitze: 1.250 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 102,24 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.81 mm
- Graduierungen bei 200µl, 500µl, 1000µl

Kompatible Pipetten:

- Biohit mLline 1000µl
- Biohit Proline 1000µl
- Biohit Proline Plus 1000µl
- Eppendorf Research 1000µl
- Eppendorf Research Plus 1000µl
- Eppendorf Reference 1000µl
- Gilson Pipetman 1000µl
- Labsystems Finnpipette 1000µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 1000µl