


PCR 8er-SoftStrips, 0.2 ml, farblos

High Profile, anhängender 8er-CapStrip, flach
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip
Artikel-Nr.: 711110 | Biozym

84,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Deckel
Farbe: farblos
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip
Volumen: 0.2 ml