

Spitzen, konduktiv, 1200 µl

für Olympus OLA 2500

8 Massiv-Racks à 140 Stück
Artikel-Nr.: 751505 | Biozym

61,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Filter: | ohne |
| Gelistert: | nein |
| Gerät: | Beckman AutoMate 1250/2551, Ola 2500 |
| konduktiv: | ja |
| Roboter Hersteller: | Beckman & Coulter, Olympus |
| Sterilität: | unsteril |
| Verpackung: | 8 Massiv-Racks à 140 Stück |
| Volumen: | 1000 µl |