

## Pipette, 1-Kanal, Sartorius Proline Plus, 0.3-3 µl

Increment 0.002 µl  
variables Volumen



1 Stück  
Artikel-Nr.: 654810 | Sartorius

**273,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Sartorius Proline Plus  
**Pipettenvolumen:** bis 3 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Sartorius Biohit Proline Plus mechanische Pipette

- Umfangreichstes Pipettenprogramm für unterschiedliche Benutzer und Anwendungen
- Der geringere Kraftaufwand beim Pipettieren dank des ergonomischen Griff- und Fingerbügeldesigns mindert das Risiko von Sehnenzerrungen.
- Minimiertes Kontaminationsrisiko durch Safe-Cone-Filter und vollständige Autoklavierbarkeit
- Stabil und langlebig auch im Dauereinsatz

#### Wartung und Kalibrierung leicht gemacht

Zum Reinigen und Warten der Proline-Plus-Pipetten ist kein Werkzeug erforderlich, und gereinigt werden müssen nur drei Teile. Diese Pipetten können spielend einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel kalibriert werden.