

Pipette, 8-Kanal Sartorius Proline Plus, 30-300 µl

Increment 0.2 µl
variables Volumen



1 Stück
Artikel-Nr.: 654930 | Sartorius

805,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 300 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen