

## AccuGENE TE Puffer

10 mM Tris, 1 mM EDTA (disodium salt), pH 7.4



**Lonza**

500 ml

Artikel-Nr.: 831235 | Lonza | Hersteller-Nr.: 51235

**79,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** pH 7.4

**Kategorie:** Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

**Produkttyp:** TE Puffer

**Verpackung:** 500 ml