

## FlashGel Loading Dye 5X



# Lonza

5 x 1 ml

Artikel-Nr.: 850462 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50462

**195,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** 5x konzentriert

**Kategorie:** FlashGel System

**Produkttyp:** FlashGel Ladepuffer

**Verpackung:** 5 x 1 ml

- Für das FlashGel-System optimierter Probenpuffer
- Geeignet für DNA- und native RNA-Proben
- 5 fach Konzentrat in 5 x 1 ml Tubes