

FlashGel Quant Ladder, 100 bp - 1.5 kb (3-30 ng)

50 Anwendungen, Ready-to-Load


Lonza

250 µl

Artikel-Nr.: 850475 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50475

245,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Bandenanzahl: 5

Eigenschaften: quantitativ, ready-to-load

Kategorie: FlashGel System

Produkttyp: FlashGel DNA Leiter

Trennbereich: 100 bp - 1.5 kb

Verpackung: 250 µl

FlashGel Marker und QuantLadder optimieren die Performance des FlashGel-Systems

- Praktisches Ready-to-Load Format
- Akkurate Größenbestimmung von DNA Fragmenten
- Akkurate Mengenbestimmung mit der FlashGel QuantLadder

Die Daten:

FlashGel DNA Marker, 100 bp – 4 kb:

Fragmentgrößen: 100/200/300/500/800/1250/2000/4000 bp

FlashGel DNA Marker, 50 bp – 1.5 kb:

Fragmentgrößen: 50/100/150/200/300/500/800/1500 bp

FlashGel DNA Marker, 100 bp – 3 kb:

Fragmentgrößen: 100/300/500/800/1500/3000 bp

FlashGel Quant Ladder, 100 bp – 1.5 kb:

Fragmentgrößen (DNA Menge): 100 bp (3ng) / 250 bp (7.5 ng) / 400 bp (15 ng) / 800 bp (21 ng) / 1500 bp (30 ng)