

FlashGel RNA Kassette, 1.2% Agarose, 12+1

einzeilig



Lonza

9 Gele

Artikel-Nr.: 857027 | [Lonza](#) | Hersteller-Nr.: 57027

196,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: 12+1 Well, einzeilig

Kategorie: FlashGel System

Produkttyp: RNA Gel-Kassette

Trennbereich: 0.5 kb - 9 kb

Verpackung: 9 Gele

Spezifikationen der FlashGel RNA Kassetten

Optimaler Trennbereich:

- 1.2% Agarose: 0.5 kb - 9 kb

Lagerung:

Einzeilige Kassetten: Bei Raumtemperatur für 3 Monate ab Datum der Herstellung.

Zweizeilige Kassetten: Bei Raumtemperatur für 2 Monate ab Datum der Herstellung.

Die Haltbarkeit kann durch Lagerung im Kühlschrank verlängert werden (Nicht einfrieren!).

Well Volumina:

12 + 1 Wells: 5 µl

16 + 1 Wells: 5 µl

Gelgröße:

70 mm (L) x 84 mm (B) x 2 mm (H)

Kassettengröße:

115 mm (L) x 107 mm (B) x 17 mm (H)