


PCR TW 8-Tube Strip, 0.1 ml, frosted

Attached Single Optical Caps, Low Profile
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Beutel à 120 Strips
Artikel-Nr.: 712190 | Biozym

103,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Farbe: frosted
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Premium Line
Profil: Low Profile
Verpackung: Beutel à 120 Strips
Volumen: 0.1 ml