


PCR 384-Well TW-MT-Platte, frosted, Laser marked

Universalplatte, skirted
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 40 Stück
Artikel-Nr.: 712450 | Biozym

269,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A24, P24

Eigenschaften: Universalplatte, laser marked

Farbe: frosted

Format: full skirted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 40 Stück