

PE/Cyanine5 anti-mouse F4/80

Rat IgG2a, kappa
BM8



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B123112 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 123112

235,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: BM8
Format: PE_CYANINE5
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

PE/Cyanine5 anti-mouse F4/80

Clone: BM8
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: EMR1, Ly71
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE_CYANINE5
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4069>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>