

SafeSeal Tips Professional 10 µl, steril

Low Binding Technologie, Micro Extent, Länge 45 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 770005 | Biozym

96,20 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Professional
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze : 10 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 45,08 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.38 mm
- Graduierungen bei 2µl, 5µl, 10µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- Sartorius/Biohit mLine 3µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Sartorius/Biohit Proline 2.5µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 3µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Eppendorf Research 10µl
- Eppendorf Research Plus 10µl
- Eppendorf Research 8- und 12-Kanal 10µl
- Eppendorf Reference 10µl
- Gilson Pipetman 2µl, 10µl
- Labsystems Finnpipette 2µl, 10µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 2µl, 10µl
- Socorex Acura 2µl