

SafeSeal Tips Premium 200 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 692210 | Biozym

98,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Premium
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Sartorius Proline 200 µl
- Sartorius mLine 200 µl
- Sartorius mLine MC 8/12
- Brand Transferpette 200 µl
- Eppendorf 200 µl
- Finn Digital 200 µl
- Gilson Pipetman P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic R200.