

Spitzen, 200 µl, farblos

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Reloads à 96 Stück
Artikel-Nr.: 720237 | Biozym

41,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Reloads à 96 Stück