

## Spitzen, 1250 µl, blau, steril

für 1 ml Pipetten  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 721038 | Biozym

**64,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	blau
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1250 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück