

Spitzen, 1250 µl, farblos, steril

für 1 ml Pipetten
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 721039 | Biozym

64,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück