

Gas Permeable Heat Seal Mark 2

125 x 78 mm, Pierceable & Peelable
Anwendungstemperatur: -20°C bis +80°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: 600138 | Biozym

90,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis +80°C
Art der Folie: transparent
Folienformat: Blätter
Kategorie: Heat Seal Folie
pierceable / peelable: peelable, pierceable
Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Heat Sealing Membran, vermindert Evaporation, für Zellkultur

- Dichtet ab: Polypropylen- und Polystyrol-Platten
- Charakteristik: Gewebe-Seal, durchlässig für Gase, aber nicht für Feststoffe
- Porengröße: 20µm
- Gas Permeabilität: 180 m³/m³/Tag
- Wasserdampfübertragung: 60 g/m²/Tag
- Applikationen: Zellkultur