

Spitzen, Kapazität 250 µl, gelb, steril

dünnwandig
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 729079 | Biozym



49,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: gelb
Filter: nein
Graduierung: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 250 µl
Pipettenspitzen Linie: Premium Tips
Spezialeigenschaften: dünnwandig
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück