

Spitzen, 200 µl, gelb, steril

ohne Graduierung
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 720219 | Biozym



55,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	gelb
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück