

PCR KOMBI 8er-Strips, 0.2 ml, farblos

aus Art. 711030+40, High Profile TubeStrip
Domed CapStrip, DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 Tube/CapStrips
Artikel-Nr.: 711047 | Biozym

91,10 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel
Farbe: farblos
Kategorie: 8er-Deckelstreifen, 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 1 Beutel à 125 Tube/CapStrips
Volumen: 0.2 ml