

PCR 8er-SoftStrips, 0.2 ml, weiß

HP, anhängender 8er-CapStrip, flach, farblos
DNA-, DNase-, RNase-, PCR Inhibitor frei



1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip
Artikel-Nr.: 711119 | Biozym

94,30 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Farbe: weiß
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip
Volumen: 0.2 ml