

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblos

Optical Clear Flat Cap, High Profile, Uncuttable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips
Artikel-Nr.: 710971 | Biozym

83,90 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Eigenschaften: uncuttable
Farbe: farblos
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips
Volumen: 0.2 ml

Mit Optically Clear Flat Caps für Realtime PCR Anwendungen.
DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitorenfrei