

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblos

Optical Clear Flat Cap, High Profile, Uncutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips
Artikel-Nr.: 710971 | Biozym

64,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Eigenschaften: uncutable

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips

Volumen: 0.2 ml

Mit Optically Clear Flat Caps für Realtime PCR Anwendungen.

DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitorenfrei