

## FlexLock Rack mit 2 Deckeln

24 x 1.5/2.0 ml, 16 x 0.5 ml, 60 x 0.2 ml  
LxBxH= 130 x 54 x 35 mm (1 Rack ohne Deckel)



Packung à 4 Stück  
Artikel-Nr.: 730050 | Biozym

**46,40 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager  
**Farbe:** mehrfarbig  
**Gefäßgröße:** 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml  
**Stellplätze:** 16, 24, 60  
**Verpackung:** Packung à 4 Stück