

RF 1000, manuelle Pipettierhilfe

mit 1 x 0.45 Hydrophoben Filter
für 1 - 100 ml Pipetten



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: 658010 | Biozym

76,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Pipettierhilfe
Marke: Evoluter 1000
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Die RF1000 - Leicht und einfach zu bedienen!

Die RF1000 ist eine manuelle Pipettierhilfe. Sie wurde speziell für die einhändige Bedienung entwickelt

Drücken Sie einfach den Hauptkolben zusammen und schieben Sie den Kippschalter nach vorne, um anzusaugen, oder nach hinten, um abzugeben. Drücken Sie den Ausblaskolben, um die in der Pipette verbliebene Flüssigkeit auszustoßen.

Der besondere Aufnahmeadapter ermöglicht die Verwendung vieler Pipettengrößen von 1-100 ml. Er ist bei Verschleiß austauschbar

Die Pipettierhilfe RF1000 wird mit einem 0,45-µm-Filter zum Schutz der Probe und der internen Komponenten ausgeliefert.

Pipettenaufnahme: Polypropylen, autoklavierbar

Abmessungen L x B x H: 18 x 4,5 x 12 cm

12 Monate Garantie (exklusive Filter)