

## PocketBloc Heizblock (Basis) + 1 Block nach Wahl

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die Zusatzbemerkung für die Auswahl.



%

1 Set  
Artikel-Nr.: A551001 | Aktion

**525,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Wechselblock

**Format:** Basiseinheit

**Kapazität:** Mikrotiterplatte, Tubes

**Kategorie:** Heizblock

**Verpackung:** 1 Set

#### Die Vorteile:

- Modulares Wechselblockdesign
- 3 Basiseinheiten, 8 Blocktypen
- Temperatur- und Zeitprogrammierung
- Hohe Temperaturkonstanz, kalibrierfähig
- Intuitive Bedienung
- Farbiges Display

#### Technische Spezifikationen:

- Temperaturkontrollbereich: RT plus 5 °C bis 100 °C
- Einstellbarer Zeitbereich: 1 min bis 99 h
- Genauigkeit: < ±0,5 °C
- Blockhomogenität: < ±0,5 °C
- Speicherplätze: 5 Speicherplätze Temperatur und Zeit; über Programmfunktion nacheinander ablauffähig
- Heizung: Elektrisches Heizmodul

- Kühlung: Luft  
Abmessungen: 300 x 200 x 150 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Stromversorgung: 230 V, 120 W
- Kalibrierfähig: ja