

## PocketBloc Heiz-/Kühl (Basis) + 1 Block nach Wahl

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die Zusatzbemerkung für die Auswahl.



%

1 Set

Artikel-Nr.: A551002 | Aktion

**625,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Kühlfunktion, Wechselblock

**Format:** Basiseinheit

**Kapazität:** Mikrotiterplatte, Tubes

**Kategorie:** Heiz-/Kühlblock

**Verpackung:** 1 Set

#### Die Vorteile:

- Modulares Wechselblockdesign
- 3 Basiseinheiten, 8 Blocktypen
- Temperatur- und Zeitprogrammierung
- Hohe Temperaturkonstanz, kalibrierfähig
- Intuitive Bedienung
- Farbiges Display

#### Technische Spezifikationen:

- Temperaturkontrollbereich: 0 °C bis 100 °C
- Einstellbarer Zeitbereich: 1 min bis 99 h
- Genauigkeit: < ±0,5 °C
- Blockhomogenität: < ±0,5 °C
- Speicherplätze: 5 Speicherplätze Temperatur und Zeit; über Programmfunktion nacheinander ablauffähig
- Heizung: Peltierelement

- Kühlung: Peltierelement  
Abmessungen: 300 x 200 x 150 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Stromversorgung: 230 V, 85 W
- Kalibrierfähig: ja