

Ivana Ice Container, rund, schwarz, 4 Liter

mit Deckel, PU geschäumt, T= - 196° bis + 240°C
H = 181 mm, Durchmesser = 234 mm



Packung à 1 Stück
Artikel-Nr.: 733045 | Biozym

176,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: ja
Form: rund
Verpackung: Packung à 1 Stück
Volumen: 4 L

Ivana Ice Container:

- Volumen = 4 Liter
- H = 181 mm, Durchmesser 234 mm
- Geschäumtes Polyurethan
- Schmelzpunkt 240 °C
- Temperaturbereich von - 196 °C bis + 240 ° C
- Verwendbar für Trockeneis, LN₂, Wasser/Eis Salz Lösungen
- Einsatzbereiche: Mikrobiologie, Histologie, Chemie u.v.m.
- Lange Haltbarkeit, stabiles Material
- Großzügig dimensionierte Handgriffe
- Hervorragende Isolierungseigenschaften
- Mit Deckel
- Eingelassener Deckelknopf zur optimalen Deckelentfernung
- Bequemes Aufstecken des Deckels
- Dichtigkeitsgeprüft
- Präzisionsausgießer

- Stapelbar durch konisches Design