

## Handschuhe, duoSHIELD ICE Nitril 240

Größe XS/6, puderfrei  
MP Kl. 1 (EU) 2017/745, Kat. III PSA (EU) 2016/425



Packung à 100 Stück  
Artikel-Nr.: 743080 | SHIELD

**12,72 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>AQL:</b>	1.5
<b>Einsatzbereich:</b>	duales Risiko
<b>Größe:</b>	XS/6
<b>Handschuhdesign:</b>	beidhändig verwendbar, einwandig, texturierte Fingerspitzen
<b>Länge:</b>	240 mm
<b>Material:</b>	Nitril
<b>Produktlinie:</b>	duoSHIELD
<b>Sterilität:</b>	nicht steril
<b>Verpackung:</b>	Packung à 100 Stück
<b>Zertifikate:</b>	ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 2 Virus, MDR Class I

### Blau: Duales Risiko

- Medizinischer Handschuh, Untersuchungshandschuh, Schutzhandschuh, Laborhandschuh
- Doppelte Registrierung für persönlichen und Patientenschutz
- MP Klasse 1 (Verordnung (EU) 2017/745)
- Kategorie III PSA Handschuh (Verordnung (EU) 2016/425)
- komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier ICE-blauer Nitrilhandschuh
- Ambidextrous
- 240 mm / 0.11 mm (EN 455-2:2015 und ISO 21420:2020)
- AQL <1.5 (EN 374-2:2019 Level 2 und EN 455-1:2020)

- Biologisches Risiko (ISO 374-5:2016 VIRUS) Mikroorganismen resistent
- Virenresistent (ISO 16604:2004 Prozedur B)
- Chemikalienpermeation getestet - Typ B KPT gemäß ISO 374-1:2016+A1:2018 (Testmethode EN 16523-1:2015+A1:2018)
- Typ I Hypersensitivität nicht vorhanden - Typ IV Hypersensitivität reduziert