

Handschuhe, duoSHIELD ICE Nitril 240

Größe S/7, puderfrei

MP Kl. 1 (EU) 2017/745, Kat. III PSA (EU) 2016/425



Packung à 100 Stück
Artikel-Nr.: 743081 | SHIELD

12,72 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

AQL: 1.5
Einsatzbereich: duales Risiko
Größe: S/7
Handschuhdesign: beidhändig verwendbar, einwandig, texturierte Fingerspitzen
Länge: 240 mm
Material: Nitril
Produktlinie: duoSHIELD
Sterilität: nicht steril
Verpackung: Packung à 100 Stück
Zertifikate: ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 2 Virus, MDR Class I

Blau: Duales Risiko

- Medizinischer Handschuh, Untersuchungshandschuh, Schutzhandschuh, Laborhandschuh
- Doppelte Registrierung für persönlichen und Patientenschutz
- MP Klasse 1 (Verordnung (EU) 2017/745)
- Kategorie III PSA Handschuh (Verordnung (EU) 2016/425)
- komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier ICE-blauer Nitrilhandschuh
- Ambidextrous
- 240 mm / 0.11 mm (EN 455-2:2015 und ISO 21420:2020)
- AQL <1.5 (EN 374-2:2019 Level 2 und EN 455-1:2020)
- Biologisches Risiko (ISO 374-5:2016 VIRUS) Mikroorganismen resistent

- Virenresistent (ISO 16604:2004 Prozedur B)
- Chemikalienpermeation getestet - Typ B KPT gemäß ISO 374-1:2016+A1:2018 (Testmethode EN 16523-1:2015+A1:2018)
- Typ I Hypersensitivität nicht vorhanden - Typ IV Hypersensitivität reduziert

•
Maße des Dispenser (L x B x H in mm): 250 x 130 x 86