

Pacific Blue anti-human CD279 (PD-1)

Mouse IgG1, kappa
EH12.2H7



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B329916 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 329916

259,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: EH12.2H7
Format: PB
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Pacific Blue anti-human CD279 (PD-1)

Clone: EH12.2H7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: PD-1, PDCD1
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PB
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6153>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>