

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.1 ml, weiß

Optical Clear Flat Cap, Low Profile, Uncutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips
Artikel-Nr.: 710977 | Biozym

64,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Eigenschaften: uncutable
Farbe: weiß
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: Low Profile
Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips
Volumen: 0.1 ml

Mit Optically Clear Flat Caps für Realtime PCR Anwendungen.
DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitorenfrei