

PCR KOMBI 8er-Strips, 0,2 ml, weiß

aus Art. 711039+711050, weiße High Profile Tubes
und opt. clear FlatCaps, DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 Tube/CapStrips
Artikel-Nr.: 711059 | Biozym

97,30 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Farbe: weiß
Kategorie: 8er-Deckelstreifen, 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 1 Beutel à 125 Tube/CapStrips
Volumen: 0.2 ml