

PCR KOMBI 12er-SoftStrips, 0.2 ml, farblos

aus Art. 711060+711079, High Profile Tubes
opt. clear FlatCaps, DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Beutel à 16 SoftStrips/CapStrips
Artikel-Nr.: 711077 | Biozym

105,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel
Farbe: farblos
Kategorie: 12er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 5 Beutel à 16 SoftStrips/CapStrips
Volumen: 0.2 ml