

## Filterspitzen Sartorius 300 µl, steril

Länge Spitze = 52.5 mm

SafetySpace, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 674039 | Sartorius

**182,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	300 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Sartorius
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück