

Filterspitzen Sartorius 1000 µl, steril

Länge Spitze = 78 mm

SafetySpace, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674059 | Sartorius

182,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Sartorius
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück